

# ANTES DE INICIAR EL PROCESO, ES NECESARIO SOLICITAR EN EL LABORATORIO EL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRA DE MUESTRA

## Instrucciones para la recogida de muestras

### SANGRE OCULTA EN HECES

#### Importante LEA ATENTAMENTE

**No es necesario** realizar ningún tipo de dieta especial antes de realizar la prueba.

**No realizar** la prueba durante la menstruación o si padece hemorroides.

**Evitar** contaminar las heces con orina.

**Coloque** si lo considera necesario papel en el interior del inodoro para retener las heces durante un tiempo suficiente para tomar la muestra tranquilamente.

#### PROCEDIMIENTO



Realice una limpieza de su inodoro vertiendo agua desde su cisterna.

Colóquese en posición contraria a la que habitualmente hace sus heces (ver figura) para facilitar la recogida de las heces.

**2** Desenrosque el tapón azul y extraiga el escobillón.



**3** Pinchar las heces con la punta estriada de 3 a 6 veces.



**4** Enroscar en el vial.



**5** Agitar y conservar en la nevera a 2°-8° C. Máximo 5 días

